


Iris Gateway™

Interoperabilität beginnt mit Gerätekonnektivität

Der automatische Datentransfer von medizinischen Geräten zu EPAs könnte die Produktivität steigern und die Wahrscheinlichkeit von Übertragungsfehlern reduzieren.¹ Vorhandene Ansätze der Geräte-Interoperabilität führen möglicherweise zu Unübersichtlichkeit im Patientenzimmer, zu erschwertem IT-Management und einer größeren Komplexität sowie höheren Pflegekosten. Iris™ und Root® von Masimo dienen zur Vereinfachung der Konnektivität in allen Pflegebereichen.



Drittanbieter-Einzelgeräte*
können wertvolle Patientendaten
speichern



Root-Konnektivitätshub für das
Patienten-Monitoring der Daten
von Drittanbieter-Einzelgeräten



Iris Gateway konvertiert
sämtliche Daten von Masimo und
von Drittanbieter-Einzelgeräten
in HL7



EPA – Iris Gateway schafft eine
Schnittstelle mit EPAs für die
Dokumentation von Gerätedaten


Iris Gateway schließt die Lücke zwischen am Patientenbett erstellten Gerätedaten und der Dokumentation in Patientendaten-Verwaltungssystemen wie EPAs.

Konnektivität

- > Root integriert Patienten-Monitoring und Konnektivität. Iris Gateway schafft eine Schnittstelle mit klinischen ADT-Systemen (Admit, Discharge und Transfer), über die Kliniker Patienten direkt von Root aus ihren Daten zuordnen können.
- > Iris Gateway konvertiert gerätespezifische Kommunikationsprotokolle in HL7 zur leichten Dokumentation in EPAs.

Kostenreduzierung

- > Der einzigartige Ansatz für die Geräte-Konnektivität von Masimo nutzt vorhandene Hardware und Infrastruktur, um die Konnektivitätskosten zu reduzieren.
- > Iris Gateway bietet Konnektivität zu wettbewerbsfähigen Kosten je Bett.



¹ The Value of Medical Device Interoperability. West Health Institute. 2013. * Drittanbieter-Einzelgeräte mit entsprechenden Netzwerkfunktionen können direkt mit Iris Gateway von Masimo kommunizieren.

Zur professionellen Verwendung. Vollständige Verschreibungsinformationen einschließlich Indikationen, Gegenanzeigen, Warnungen und Vorsichtsmaßnahmen finden Sie in der Gebrauchsanweisung.

Masimo U.S.
Tel: 1 877 462 7466
info-america@masimo.com

Masimo International
Tel: +41 32 720 1111
info-international@masimo.com

