














NomoLine® Auswahlhilfe













Feuchtigkeitseliminierende Probenahmeleitungen für intubierte und nicht intubierte Patienten und Anwendungen mit niedriger und hoher Feuchtigkeit



- > Feuchtigkeitseliminierender Abschnitt macht Wasserfallen überflüssig
- > Hydrophober Bakterienfilter reduziert Kontamination des Masimo Gasanalysators
- > Probenahmeleitung mit einzigartigem Design für die Verwendung in Anwendungen mit Niedrigfluss und kleiner Probengröße
- > Kanülen mit ergonomischem Design erhöhen Patientenkomfort
- > Sauerstoffschlauch mit sternförmigem Lumen, Versorgung ist auch bei Verknicken sichergestellt

Optionen für Probenahmeleitungen

Produktgruppe	Produktbeschreibung	Teilenummer	Bild
Geringe Feuchtigkeit oder Kurzfristig Luftwegadapter-Set	NomoLine LH Luftwegadapter-Set für Erwachsene/Kinder, 2 m, 25/Schachtel	3814	
	NomoLine LH Luftwegadapter-Set für Erwachsene/Kinder, 3 m, 25/Schachtel	3815	
	NomoLine LH Luftwegadapter-Set für Säuglinge, 2 m, 25/Schachtel	3816	
	NomoLine LH Luftwegadapter-Set für Säuglinge/Neugeborene, 2 m, 25/Schachtel	4369	
Hohe Feuchtigkeit oder Langfristig Luftwegadapter-Set	NomoLine HH Luftwegadapter-Set für Erwachsene/Kinder, 2 m, 25/Schachtel	3827	
	NomoLine HH Luftwegadapter-Set für Erwachsene/Kinder, 3 m, 25/Schachtel	3828	
	NomoLine HH Luftwegadapter-Set für Säuglinge, 2 m, 25/Schachtel	3829	
	NomoLine HH Luftwegadapter-Set für Säuglinge/Neugeborene, 2 m, 25/Schachtel	4367	
Geringe Feuchtigkeit oder Kurzfristig Kanüle mit Sauerstoffschlauch	NomoLine LH CO2-Nasalkanüle mit Sauerstoff für Erwachsene, 25/Schachtel	3820	
	NomoLine LH CO2-Nasalkanüle mit Sauerstoff für Kinder, 25/Schachtel	3821	
	NomoLine LH CO2-Nasal-/Oralkanüle mit Sauerstoff für Erwachsene, 25/Schachtel	3824	
	NomoLine LH CO2-Nasal-/Oralkanüle mit Sauerstoff für Kinder, 25/Schachtel	3825	
Hohe Feuchtigkeit oder Langfristig Kanüle mit Sauerstoffschlauch	NomoLine HH CO2-Nasalkanüle mit Sauerstoff für Erwachsene, 25/Schachtel	3833	
	NomoLine HH CO2-Nasalkanüle mit Sauerstoff für Kinder, 25/Schachtel	3834	
	NomoLine HH CO2-Nasal-/Oralkanüle mit Sauerstoff für Erwachsene, 25/Schachtel	3837	
	NomoLine HH CO2-Nasal-/Oralkanüle mit Sauerstoff für Kinder, 25/Schachtel	3838	

Produktgruppe	Produktbeschreibung	Teilenummer	Bild
Geringe Feuchtigkeit oder Kurzfristig Kanüle ohne Sauerstoffschlauch	NomoLine LH CO2-Nasalkanüle für Erwachsene, 25/Schachtel	3817	
	NomoLine LH CO2-Nasalkanüle für Kinder, 25/Schachtel	3818	
	NomoLine LH CO2-Nasalkanüle für Säuglinge, 25/Schachtel	3819	
	NomoLine LH CO2-Nasal-/Oralkanüle für Erwachsene, 25/Schachtel	3822	
	NomoLine LH CO2-Nasal-/Oralkanüle für Kinder, 25/Schachtel	3823	
	NomoLine LH CO2-Einzelnasalkanüle für Erwachsene, 25/Schachtel	3826	
Hohe Feuchtigkeit oder Langfristig Kanüle ohne Sauerstoffschlauch	NomoLine HH CO2-Nasalkanüle für Erwachsene, 25/Schachtel	3830	
	NomoLine HH CO2-Nasalkanüle für Kinder, 25/Schachtel	3831	
	NomoLine HH CO2-Nasalkanüle für Säuglinge, 25/Schachtel	3832	
	NomoLine HH CO2-Nasal-/Oralkanüle für Erwachsene, 25/Schachtel	3835	
	NomoLine HH CO2-Nasal-/Oralkanüle für Kinder, 25/Schachtel	3836	
	NomoLine HH CO2-Einzelnasalkanüle für Erwachsene, 25/Schachtel	3839	

LH = Geringe Feuchtigkeit (Low Humidity) HH = Hohe Feuchtigkeit (High Humidity)

Steckverbinderausführungen für Probenahmeleitungen



HH-Probenahmeleitungen

Langfristige Nutzung

Zur Verwendung mit Masimo
ISA™ und Rad-97™ Geräten



LH-Probenahmeleitungen

Kurzfristige Nutzung

Zur Verwendung mit Masimo
ISA und Rad-97 Geräten

Rad-97 mit NomoLine Kapnographie ist nicht für den Verkauf in Kanada lizenziert.

Zur professionellen Verwendung. Vollständige Verschreibungsinformationen einschließlich Indikationen, Gegenanzeigen, Warnungen und Vorsichtsmaßnahmen finden Sie in der Gebrauchsanweisung.

Masimo Sweden AB
Tel.: +46 8 544 98 150
info-sweden@masimo.com

Masimo U.S.
Tel.: 1-877-4-Masimo
info-america@masimo.com

Masimo International
Tel.: +41-32-720-1111
info-international@masimo.com

